

# Oxivac®

Portable basic resuscitation equipments

Equipements portables de réanimation basique

Equipos portátiles de resucitación básica



**HERSILL, S.L.**  
Equipos Médicos – Medical Devices



5210301

# Oxivac® I



5210303

Los equipos para emergencias Oxivac, en maleta de polietileno de alta densidad (PEHD), cuentan con los elementos esenciales para la reanimación del paciente:

- **Aspiración:** nuevo aspirador a pedal VacUp pro, con gran potencia de vacío (-615 mmHg, -0,82 bar, -82 KPa), 72 L/min de flujo y 650 ml de capacidad, que lo sitúan en la gama más alta de los aspiradores para emergencia\*
- **Ventilación:** nuevo resucitador Revivator Res-Q de silicona\*
- **Oxígeno:** botella de O<sub>2</sub> con regulador de salida fija de 5 L/min o con caudalímetro de pasos de 0-15 L/min (según modelo). Los reguladores P-300 están diseñados para trabajar a 200 o 300 bares y son de los más pequeños y ligeros fabricados en Europa\*

Les équipements pour émergence Oxivac, en valise de polyéthylène de haute densité (PEHD), ont l'équipement indispensable pour la réanimation d'un patient:

- **Aspiration:** nouveau aspirateur à pédale VacUp pro, avec grande potence de vide (-615 mmHg, -0,82 bar, -82 KPa), 72 L/min de flux et 650 ml de capacité, qui le situe dans la plus haute gamme d'aspirateurs d'émergence\*
- **Ventilation:** nouveau insufflateur Revivator Res-Q en silicone\*
- **Oxygène:** bouteille O<sub>2</sub> avec régulateur flux fixe de 5 L/min ou débitmètre à orifices précalibrés 0-15 L/min (selon modèle). Les régulateurs P-300 sont conçus pour travailler à 200 ou 300 bar et sont des plus petits et légers fabriqués en Europe\*

The Oxivac emergency equipment, PEDH cases, includes the essential elements for the patients revival:

- **Suction:** new foot operated suction pump VacUp pro. Great vacuum power (-615 mmHg, -0.82 bar, -82kPa), 72 L/min flow and 650 ml capacity. Its features make VacUp one of the top emergency pumps in the market\*
- **Ventilation:** silicone manual resuscitator Revivator Res-Q\*
- **Oxygen:** O<sub>2</sub> cylinder with fixed flow regulator of 5 L/min or click style flowmeter of 0-15 L/min (depending on models). The P-300 regulator is designed to work at 200 or 300 bar and is one of the smallest and lightest regulators manufactured in Europe\*

# Oxivac® II



5210304



5210302

\* Ver folleto o web:  
See brochure or web:  
Voir brochure ou web:

[www.hersill.com](http://www.hersill.com)

Oxivac DSA es un equipo portátil de resucitación básica (ventilación, aspiración e inhalación de O<sub>2</sub>) que además lleva un moderno desfibrilador semiautomático capaz de revertir una fibrilación ventricular. Se puede hacer frente a una fibrilación ventricular y a cualquier otra emergencia. Con muy bajo coste tenemos un equipo ideal para RCP.

L'Oxivac DSA est un équipement portable de réanimation basique (ventilation, aspiration et inhalation d'O<sub>2</sub>), qui a en plus un moderne défibrillateur semi-automatique capable de restituer une fibrillation ventriculaire. Nous pouvons affronter une fibrillation ventriculaire ou toute autre émergence. Avec un très bas coût nous avons un équipement idéal pour RPC.

Oxivac DSA is a basic portable resuscitation device (ventilation, suction and O<sub>2</sub> inhalation) that includes a modern AED semi-automatic defibrillator able to revert a ventricular fibrillation. We can face a ventricular fibrillation or any other emergency. With a very low cost we have an ideal device for RCP.

# Oxivac<sup>®</sup> DSA

5210300



## Características del Desfibrilador SemiAutomático











- 7 años de vida de batería
- 300 descargas o 16 horas de funcionamiento continuo
- Electrodo preconnectados, un solo uso, no polarizados, autoadhesivos, desechables
- Batería específica para autodiagnóstico
- Análisis continuo del paciente, incluso durante la carga
- Rápida carga para desfibrilar < 6 segundos

## AED semi-automatic defibrillator specifications:

- Battery life: 7 years
- 300 shocks or 16 hours continuous operation
- Pre-connected, single-use, non-polarized, self-adhesive electrodes, disposable
- Special battery for self diagnostics
- Continuous analysis of patient, even while charging
- Defibrillation quick charge time: Less than 6 seconds

## Caractéristiques du défibrillateur semi-automatique

- Durée de vie de la batterie: 7 ans
- Capacité: 300 chocs ou 16 heures de fonctionnement continu
- Electrodes pré-branchés, à usage unique, non polarisés, auto-adhésifs, jetables
- Batterie spécifique pour auto-diagnostic
- Analyse continu du patient, même durant la charge
- Délivrance rapide du choc: en moins de 6 secondes

Composición / Composition / Composition		Oxivac® I	Oxivac® II	Oxivac® DSA
 <b>4210502</b>	Maleta doble fondo (PEHD). Dimensiones: 360 x 475 x 165 mm Double sided case (PEDH). Dimensions: 360 x 475 x 165 mm Valise double fond (PEDH). Dimensions: 360 x 475 x 165 mm	●	●	●
 <b>0510015</b>	Botella de O <sub>2</sub> de 1,2 litros de acero ligero 1.2 L. O <sub>2</sub> cylinder in light steel Bouteille O <sub>2</sub> 1,2 L. en acier léger	●		●
 <b>5502511</b>	Regulador de presión P-300-FX5-NFS salida fija 5 L/min Pressure regulator P-300-FX5-NFS fixed flow 5 L/min Régulateur pression P-300-FX5-NFS flux fixe 5 L/min	●		●
 <b>0510001</b>	Botella de O <sub>2</sub> de 2 litros, en acero estirado sin soldadura 2 L. O <sub>2</sub> cylinder in stretch steel without welding Bouteille O <sub>2</sub> 2 L en acier étiré sans soudure		●	
 <b>5503211</b>	Regulador de presión P-300 F15-NFS de 0-15 L/min Pressure regulator P-300 F15-NFS, 0-15 L/min Régulateur pression P-300 F15-NFS, 0-15 L/min		●	
 <b>5300200</b>	Aspirador a pedal VacUp pro. Capacidad útil depósito: 650 ml Foot operated suction pump VacUp pro. Tank capacity 650 ml Aspirateur à pédale VacUp pro. Capacité utile réservoir: 650 ml	●	●	●
 <b>5200701</b> + <b>3200004</b>	Resucitador manual Revivator Res-Q adultos, de silicona, con reservorio de O <sub>2</sub> y 2 mascarillas (adulto y niño) Manual adult resuscitator Revivator Res-Q, in silicone, with O <sub>2</sub> reservoir and 2 face-masks (adult and child) Insufflateur manuel Revivator Res-Q adults, en silicone, avec réservoir O <sub>2</sub> et 2 masques (adulte et enfant)	●	●	●
 <b>0200027</b>	Set de 2 mascarillas de O <sub>2</sub> (adulto y niño), manta, tijeras, abrebocas y tira-lenguas Set of 2 O <sub>2</sub> face masks (adult and child), blanket, scissors, mouth gag and pull tongue Set de deux masques O <sub>2</sub> (adulte et enfant), couverture, ciseaux, ouvre-bouche et tire-langue	●	●	●
 <b>0200007</b>	Set de tubos Guedell nº 1, 3 y 5 Set of Guedell tubes No. 1, 3 and 5 Set de tubes Guedell nº 1, 3 et 5	●	●	●
	Bolsas nylon: 300 x 270 x 50 mm <b>3210303</b>	●	●	
	Nylon bags: 300 x 140 x 50 mm <b>3210304</b>	●	●	●
	Sacs nylon: 150 x 160 x 70 mm <b>3210305</b>	●	●	●
 <b>0870300</b>	Desfibrilador semiautomático AED semi-automatic defibrillator Défibrillateur semi-automatique			●
Peso Weight Poids:		6,6 Kg	6,9 Kg	8,7 Kg

### Equipos opcionales / Optional devices / Équipements optionels

 <b>0131462</b>	Set de cricotirotomia Quicktrach adultos Emergency cricothyrotomy device Quicktrach for adults Set de cricotomie Quicktrach pour adultes	 <b>0870500</b>	Pulsioxímetro modelo 130 Pulse oxymeter model 130 Oximètre de pouls modèle 130
 <b>0131463</b>	Set de cricotirotomia Quicktrach niños Emergency cricothyrotomy device Quicktrach for children Set de cricotomie Quicktrach pour enfants	 <b>3210621</b>	Ampulario azul para 56 ampollas Blue blister rack for 56 blisters Ampoulaire bleu pour 56 ampoules

Otros accesorios opcionales: laringoscopios, tubos endotraqueales, cánulas, etc. (consultar)  
Other optional accessories: laryngoscopes, endotracheal tubes, cannulas, etc. (to consult)  
Autres accessoires optionnels: laryngoscopes, tubes endotrachéaux, cannules, etc. (consulter)



## HERSILL, S.L.

Equipos Médicos Medical Devices

Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves  
28935 Móstoles, Madrid, SPAIN  
Tel.: +34 91 616 41 11 • Fax: +34 91 616 48 92  
E-mail: info@hersill.com  
export@hersill.com  
www.hersill.com



EN ISO 13485:2003



EN ISO 9001:2000



Nº de folleto  
Leaflet No.  
Brochure nº

52103/08-02