



Equipo de oxigenoterapia portátil



Equipement
d'oxigenothérapie
portable



Portable oxygen therapy
device



H-700

Botella de O₂
Equipo de oxigenoterapia
Carro de transporte

Oxygen cylinder
Oxygen therapy equipment
Transport cart

Bouteille d'O₂
Equipement d'oxygénothérapie
Chariot de transport



HERSILL, S.L.
Equipos Médicos - Medical Devices

Especificaciones:
Specifications:
Spécifications:

H-700

Dimensiones	113 x 30 x 34 cm	Peso	18 Kg
Dimensions		Weight	
Dimensions		Poids	

- Regulador de oxígeno con manómetro indicador de presión de 0-400 bar. Presión de salida calibrada a 4 bar y presiones de entrada de hasta 300 bar.
- Caudalímetro de bola de 0-15 L/min.
- Humedecedor con difusor, de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 °C.
- 2 mascarillas de O₂ (adulto y niño) con alargadera de O₂.
- Botella de O₂ de 2.000 litros con espiga 5/8" BSP F-RH.
- Carro de transporte.

- Oxygen regulator with gauge 0-400 bar, outlet pressure calibrated at 4 bar / 60 psi and inlet pressures up to 300 bar / 4,350 psi.
- Ball flowmeter 0-15 L/min.
- Humidifier with diffuser, made in polycarbonate sterilizable by autoclave at 121 °C / 250 °F.
- 2 O₂ Facemasks (adult and child) with O₂ tube.
- O₂ cylinder 2.000 litres.
- Transport cart.



- Détendeur oxygène avec manomètre 0-400 bar. Pression de sortie calibrée à 4 bar et pressions d'entrée jusqu'à 300 bar
- Débitmètre à bille de 0-15 L/min.
- Humidificateur avec diffuseur, en polycarbonate stérilizable par autoclave a 121 °C.
- 2 Masques O₂ (adulte et enfant) avec tube pour O₂.
- Bouteille d' O₂ de 2.000 litres.
- Chariot de transport.

5520700

- Regulador de oxígeno con manómetro indicador de presión de 0-400 bar. Presión de salida calibrada a 4 bar y presiones de entrada de hasta 300 bar.
- Caudalímetro de pasos F15 con orificios precalibrados de 0-15 L/min.
- Humedecedor con difusor, de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 °C.
- 2 Mascarillas de O₂ (adulto y niño) con alargadera de O₂.
- Botella de O₂ de 2.000 litros con espiga 5/8" BSP F-RH.
- Carro de transporte.

- Oxygen regulator with pressure gauge of 0-400 bar, outlet pressure calibrated at 4 bar / 60 psi and inlet pressures up to 300 bar / 4,350 psi.
- Click style flowmeter F15 0-15 L/min.
- Humidifier with diffuser, made in polycarbonate sterilizable by autoclave at 121 °C / 250 °F.
- 2 O₂ Facemasks (adult and child) with O₂ tube.
- O₂ cylinder 2.000 litres.
- Transport cart.



- Détendeur oxygène avec manomètre 0-400 bar. Pression de sortie: Calibrée à 4 bar. Pressions d'entrée jusqu'à 300 bar.
- Débitmètre à orifices precalibrés F15 de 0-15 L/min.
- Humidificateur avec diffuseur, en polycarbonate stérilizable par autoclave a 121 °C.
- 2 Masques O₂ (adulte et enfant) avec tube pour O₂.
- Bouteille d' O₂ de 2.000 litres.
- Chariot de transport.

5520701

* Disponibles con botellas de otras capacidades / * Available with other capacities oxygen cylinders / * Disponibles avec bouteilles d'autres capacités



HERSILL, S.L.

Equipos Médicos Medical Devices

Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves
 28935 Móstoles (Madrid) SPAIN
 Tel.: +34 91 616 41 11 • Fax: +34 91 616 48 92
 E-mail: info@hersill.com
 export@hersill.com
 www.hersill.com

ISO 10524-1:2006

EN 738-1:1997

CE
 0318



Nº de folleto
 Leaflet n° 55207/07-06
 Brochure n°