

Mangos Fibra Óptica

Hechos en latón cromado y acero inoxidable. Hook-on ISO 7376/3 "Green" System German. Mangos reutilizables y esterilizables a 134 °C.

Luz LED

<p>TIPO-C, STANDARD</p> <p>0130150 No recargable Ø 29 mm x 160 mm</p> <p>0130158 Recargable (capacidad funcionamiento 2 horas) Ø 29 mm x 160 mm</p>	<p>TIPO-AA, PENLIGHT (uso pediátrico)</p> <p>0130131 No recargable Ø 19 mm x 160 mm</p> <p>0130157 Recargable (capacidad funcionamiento 2 horas) Ø 19 mm x 160 mm</p>	<p>TIPO-D, STUBBY (obesidad mórbida)</p> <p>0130132 No recargable Ø 34 mm x 118 mm</p>
--	--	--

Luz Xenón

<p>TIPO-C, STANDARD</p> <p>0130117 No recargable Ø 29 mm x 160 mm</p> <p>0130154 Recargable (capacidad funcionamiento 2 horas) Ø 29 mm x 160 mm</p> <p>0130148 MRI (resonancia magnética), no magnéticos Ø 29 mm x 160 mm</p>	<p>TIPO-AA, PENLIGHT (uso pediátrico)</p> <p>0130126 No recargable Ø 19 mm x 160 mm</p> <p>0130153 Recargable (capacidad funcionamiento 2 horas) Ø 19 mm x 160 mm</p>	<p>TIPO-D, STUBBY (obesidad mórbida)</p> <p>0130127 No recargable Ø 34 mm x 118 mm</p>
---	--	--

Accesorios

0130159 Lámpara mango LED



0130147 Portalámpara mango Xenón 2,5 V
para mangos Standard



0130116 Bombilla Xenón 2,5 V



0130160 Bombilla Xenón 3,5 V
para mangos MRI y mangos recargables



0130149 Pila litio para mangos MRI 3,6 V



0130156 Mangos Tipo-C,
Standard



Batería recargable

0130155 Mangos Tipo-AA,
Penlight



0130152 Estación de carga para mangos recargables



Opción de enchufes C.A. intercambiables
con enchufes europeo, inglés y americano

0130108 Estuche plástico azul rígido (vacío) para 1 mango y 4 palas

220 mm x 263 mm x 48 mm
(ancho x largo x alto)
Peso: 358 g



0130010 Estuche nylon negro con cremallera (vacío) para 1 mango
y 3 palas

125 mm x 183 mm x 55 mm
(ancho x largo x alto)
Peso: 158 g



Laringoscopios



HERSILL, S.L.
Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves
28935 Móstoles (Madrid) SPAIN
Tel.: +34 91 616 60 00 • Fax: +34 91 616 48 92
info@hersill.com • export@hersill.com
www.hersill.com




ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 14001: 2015

Nº de folleto
ES-0130/19/03



Palas con Fibra Óptica Integrada

Megaray



Palas de acero inoxidable, AISI-304, no magnéticas, con fibra óptica integrada. Reutilizables y esterilizables en autoclave.

		a)	b)
0130120	Macintosh # 0	82 mm	57 mm
0130121	Macintosh # 1	93 mm	68 mm
0130122	Macintosh # 2	115 mm	90 mm
0130123	Macintosh # 3	135 mm	110 mm
0130124	Macintosh # 4	155 mm	130 mm
0130119	Macintosh # 5	174 mm	149 mm
0130169	Miller # 00	66 mm	41 mm
0130170	Miller # 0	80 mm	55 mm
0130171	Miller # 1	102 mm	77 mm
0130172	Miller # 2	155 mm	130 mm
0130173	Miller # 3	192 mm	167 mm
0130174	Miller # 4	205 mm	180 mm
0130125	Set incluyendo: estuche plástico azul rígido, mango Tipo-C (Standard), palas Macintosh # 1-2-3-4 y bombilla de repuesto.		

Flexiray



Mayor flexibilidad y control para INTUBACIÓN DIFÍCIL.

Palas de acero inoxidable, AISI-304, no magnéticas, con fibra óptica integrada. Reutilizables y esterilizables en autoclave.

		a)	b)
0130133	Macintosh # 2	115 mm	90 mm
0130129	Macintosh # 3	135 mm	110 mm
0130130	Macintosh # 4	155 mm	130 mm



0130128

Estuche plástico azul rígido (vacío) para 1 mango y 2 palas.

Palas con Fibra Óptica Extraíble

		a)	b)
0130110	Macintosh # 0	80 mm	55 mm
0130111	Macintosh # 1	92 mm	67 mm
0130112	Macintosh # 2	100 mm	75 mm
0130113	Macintosh # 3	130 mm	105 mm
0130114	Macintosh # 4	155 mm	130 mm
0130109	Miller # 00	65 mm	40 mm
0130105	Miller # 0	78 mm	53 mm
0130101	Miller # 1	102 mm	77 mm
0130102	Miller # 2	153 mm	128 mm
0130103	Miller # 3	195 mm	170 mm
0130104	Miller # 4	205 mm	180 mm
0130115	Set incluyendo: estuche plástico azul rígido, mango Tipo-C (Standard), palas Macintosh # 1-2-3-4 y bombilla de repuesto.		



Palas de acero inoxidable, AISI-304, no magnéticas, con fibra óptica extraíble. Reutilizables y esterilizables en autoclave.

Palas Convencional



		a)	b)
0130003	Macintosh # 0	77 mm	55 mm
0130004	Macintosh # 1	97 mm	75 mm
0130005	Macintosh # 2	115 mm	95 mm
0130006	Macintosh # 3	137 mm	155 mm
0130007	Macintosh # 4	157 mm	135 mm
0130008	Macintosh # 5	177 mm	155 mm
0130025	Miller # 0	77 mm	55 mm
0130026	Miller # 1	102 mm	80 mm
0130001	Mango Tipo-C, Standard 28 mm x 150 mm		
0130002	Mango Tipo-AA, Penlight 17 mm x 148 mm		
0130012	Bombilla 2,5 V		
0130010	Estuche cremallera		
0130000	Set incluyendo: estuche nylon negro con cremallera, mango Tipo-C (Standard) y palas Macintosh # 2-3-4.		

Palas de acero inoxidable, AISI-304, no magnéticas, con bombilla de luz convencional. Reutilizables y esterilizables en autoclave.