

Euro Vac®



**Aspirateurs
chirurgicaux**

H-40 H-50

EuroVac®



1 bocal de recueil

H-40 5320545

H-50 5320555

2 bocaux de recueil

H-40 5320546

H-50 5320556

- Design compact (châssis en ABS de haute résistance renforcé avec aluminium) sur quatre roues de Ø80 mm (une antistatique et deux avec frein).
- Pompe à vide type piston de longue durée et sans huile. Il ne nécessite pas d'entretien.
- 1 ou 2 bocaux de recueil 4 L en polycarbonate, avec valve de sécurité pour éviter le débordement et stérilisables en autoclave à 121 °C. Support de bocal de recueil conforme à la norme EN 19054:2005
- Filtre bactérien hydrophobe fabriqué en PTFE. Garantit la rétention des particules avec une efficacité de 99% et 99,99% de bactéries.
- Bouton On/Off.
- Bouton de commande régulateur de vide précise et stable.
- Vacuomètre de précision à haut vide (0-100 kPa / 0-760 mmHg) à haute visibilité (Ø67 mm).
- Logement pour câble électrique de 3 mètres.

Spécifications:

	<i>H-40</i>	<i>H-50</i>
<i>*Débit maximum de la pompe</i>	40 L/min	90 L/min
<i>*Vide maximal</i>	85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg	90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg
<i>Niveau sonore</i>	45±1,5 dB(AS)/1 m	
<i>Puissance</i>	180 W	250 W
<i>Intensité</i>	0,9 A	1,3 A
<i>Tension</i>	200 - 240 V _{AC} (50-60 Hz) * Disponibles 100 - 120 V _{AC}	
<i>Dimensions</i>	960 x 430 x 340 mm - Emballé: 990 x 495 x 380 mm	
<i>Poids</i>	21,7 kg - Emballé: 25,3 kg	23,8 kg - Emballé: 27,2 kg
<i>Température de stockage</i>	-40 °C à 70 °C	-40 °F à 158 °F
<i>Température de fonctionnement</i>	7 °C à 40 °C	44 °F à 104 °F
<i>Normes</i>	ISO 10079-1 IEC 60601: Classe I, Tipo BF, IPX1	

**±5% mesuré à 230 V / 60 Hz*

Optionnel:

- **Sélecteur de bocal** actif à 2 positions pour aspirateur à double bocal.



- **Pédale** électro-pneumatique **On/Off**.



- **Bocal de recueil en polysulfone** (échelle jusqu'à 3500 mL).

EuroVac®

Referencias para pedidos:

Accesorios

3383007 Lave-sondes/ récipient pour résidus PC 14 x 35 cm



0340015 Ventouse obstétricale silicone 50 mm

0340016 Ventouse obstétricale silicone 60 mm

0340017 Ventouse obstétricale silicone 70 mm



4320551 Kit de pédale électro-pneumatique On / Off



0940023 Tube PVC 8 x 13 mm (1 m)

0940061 Tube silicone 8 x 13 mm (1 m)

0310017 Canule Yankauer + tube aspiration PVC 2 m (8 x 13 mm)

4320510 Sélecteur de bocal à fonctionner pour 2 bocal



4383004 Bocal de recueil PC4 de 4 L polycarbonate

4383014 Bocal de recueil PSU4 de 4 L polysulfone (facultatif)

Repuestos

3383004 Bocal de recueil PC4 sans couvercle de 4 L polycarbonate

4383010 Couvercle bocal de recueil PC4 de 4 L polycarbonate

3383014 Bocal de recueil PSU4 sans couvercle de 4 L polysulfone

4383011 Couvercle bocal de recueil PSU4 de 4 L polysulfone

3383030 Kit flotteur PSU pour flacons de recueil PC / PSU, avec joint d'étanchéité

3320534 Filtro de bacterias hidrofóbico, espiga-espiga

3320545 Cable d'alimentation 3 m



FABRICANTS DEPUIS 1973

Puerto de Navacerrada, 3
28935 Móstoles
Madrid, ESPAGNE

Tel.: +34 91 616 6000
info@hersill.com
www.hersill.com



ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001

